

# proCARE™

Mer än en förvaringslösning –  
möt din professionella vårdassistent!

## Bekväm- och ren design

Förbättrar medarbetarnas arbetsmiljö och effektivitet samtidigt som patientupplevelse och resultat höjs. proCARE's™ standardfunktioner är utformade för att ge dig precis det du behöver, som du vill ha det - när det behövs som mest.

## Allt på sin rätta plats

Organisera och förvara läkemedel och sjukvårdsmaterial effektivt och säkert, så att du kan fokusera på det som är viktigast: säkerhet, effektivitet och en nöjd patienten.

Tillbehören till proCARE™ låter dig skräddarsy dina vårdvagnar så att du kan förvara och använda det material och den utrustning du alltid behöver.

## Utökade serviceplaner

Skydda din investering med vårt utökade serviceprogram. Från integrationer till distribution och under produkternas livscykel följer TouchPoint Medical med dig varje steg på vägen.

## Säkerhet och tillgänglighet genom hela arbetsflödet

Flera olika säkerhetsalternativ för rätt säkerhetsnivå - för effektiv hantering och säker förvaring av läkemedel och narkotiska preparat -hela vägen från sjukhusapoteket till patienten.



Avtagbara och utbytbara lådinsatser



Avtagbar lådinsats utan avdelare



proCARE™ Tillbehör



Manipulerings säker försegling



Alternativ för central och enskilda lås



Pekskärm med RFID-åtkomst

# proCARE™ Vagnfunktioner



## Ergonomisk design

- Resultatet blir en mycket hållbar, men lättare vagn.
- Kräver mindre skjutkraft än tyngre vagnar helt i metall.
- Lätt att manövrera med fyra 125 mm (5 tum) svängbara hjul (två bromslås, två styrningar/riktningar) med lågt rullmotstånd på alla ytor och med pistolgreppshandtag.
- Användarvänligheten är förbättrad med tangentbordshållare och dynamiskt bildskärmsfäste.



## Konfigurerbara lådsystem

- Lådskonfigurationer kan skraddarsys för dig, så att du får det som du vill ha det när du behöver det.
- De lådstorlekar som oftast används kan placeras på bästa möjliga ergonomiska plats för minskad belastning på vårdpersonalen.
- Med en investering i proCARE™ elimineras eventuell osäkerhet kring förändrade arbetsflöden och tillbehör.



## Avtagbara och utbytbara lådsinsatser

- Underlättar snabb och enkel påfyllning av förbrukningsmaterial så att din vagn alltid är redo.
- Avtagbara antimikrobiella lådsinsatser som är enkla att rengöra.
- Lådsinsatserna kan placeras på vagnens arbetsyta för organisering på optimal ergonomisk höjd.



## Fullt utdragbara med mjukstängning

- 100 % visuell återkomst av lådans innehåll.
- Tillåter maximal kapacitet och ger maximal återkomst.
- Stöder de tyngre belastningar ditt användningsområde kan kräva utan att ge avkall på smidig och mjuk prestanda.



## Utdragbara arbetsytor

- Maximal arbetsyta, med ett minimalt vagnavtryck.
- Utrymme nog att utföra för dina arbetsuppgifter.
- Ger bekväm återkomst åt flera användare.
- Det där extra utrymmet du behöver, när du behöver det.



## Inbyggt antimikrobiellt skydd

- Renare per design: bromsar effektivt bakterietillväxten på vagnens olika ytor.
- Minskar risken för att patienten drabbas av sjukhusförvärvade infektioner.
- Sinnesro för vårdgivaren.



## Fläktlös laddning

- Sterila miljöer äventyras inte.
- Förbättrar graden av infektionskontroll.
- Patienterna får bättre vila i en tystare miljö.
- Bidrar positivt till bättre patientresultat och tillfredsställelse.



## Flera säkerhetsalternativ

- Alla proCARE™-vagnar och lådor kan förses med manipuleringsäkra förseglingar, så att när det väl gäller kan du vara säker på att lådan är påfylld och redo att användas.
- RFID touch-n-go gör återkomsten till proCARE™-vagnen både säker och enkel utan att slösa med dyrbar tid.
- Individuell lådläsning med användarspecifik återkomst håller kontrollvaror säkra samtidigt som produktiviteten säkerställs.



Info@touchpointmed.com touchpointmed.com

BRINGING CARE FORWARD.™

20211102-FY-proCARE-SV