



AccessRx MD™





AccessRx Secure™

Die Lösung für eine effektive Verwaltung der Medikamente

Die Medikamentenverabreichungswagen der AccessRx-Serie bieten Lösungen für einen sicheren und effizienten Transport sowie für die Verabreichung von Medikamenten am Patientenbett.



	AccessRx MD™	AccessRx Secure™
Maximale Behälteranzahl	12	12
Konfigurierbare Schublade	✓	✓
Auswechselbare Medikamentenkassetten		
Individuell sperrende Patientenschubladen	✓	✓
Software-Links zum HIS	✓	
Schubladenoption für kontrollierte Substanzen	✓	✓
Zuweisung von Patientenbehältern	Automatisch	Manuell
Antimikrobielles Wagenmaterial		

VORTEILE



Einzelne Schließbehälter und Schubladen



Unterstützt Echtzeit BCMA



Unterstützt Fill Workflow von zentralisierter oder dezentralisierter Medikation



Auswechselbare Medikamentenkassetten



Sichern und Verfolgen der Patientenmedikation



Fortschrittliche Li-Nano-Technologie mit 5 Jahre Garantie


Optimierung der Verabreichung der Medikamente - von der Apotheke bis zum Patientenbett.

AccessRx MD™



Arzneimittelsicherheit am Patientenbett

- Individuell verriegelbare, patientenspezifische Schubladen können durch Scannen des Patienten-ID-Barcodes zugänglich gemacht werden
- Echtzeit-Verabreichung von Medikamenten am Patientenbett, Barcode-Patientenidentifizierung und direkter eMAR-API-Zugriff rationalisiert den BCMA-Prozess, reduziert Redundanzen und erhöht die Genauigkeit
- Patientenschubladen werden automatisch über die ADT-Schnittstelle (Aufnahme/Entladung/Transfer) zugewiesen, wodurch die zeitaufwändige und fehleranfällige manuelle Beschriftung der Schubladen entfällt
- Nutzt die Datenbank des Krankenhauses für eine konsistente Benutzerauthentifizierung
- Konfigurierbare Schubladen-Anzeigefelder ermöglichen die Anpassung der Benutzeroberfläche



Optimieren Sie Ihren Arbeitsablauf

- Sichert und verfolgt patientenspezifische Medikamente für bis zu 12 Patienten in einzeln abschließbaren Schubladen
- ADT- und Patientenbestellungen werden über ein drahtloses Netzwerk an den Wagen übertragen, um eine schnellere Medikamentenlieferung zu ermöglichen
- Reduzieren Sie die Wege und die Zeit, die am automatisierten Ausgabeschrank verbracht wird

Mehr Kontrolle und Flexibilität für Apotheker durch einer Vielzahl von Modellen

- Die browserbasierte AccessManager™ -Konsole bietet Zugriff auf Berichte, ermöglicht gleichzeitig die kompatible Benutzerverwaltung, überwacht die Arbeitsstationen und Systemkonfigurationen.
- Konfigurierbare, zeitbasierte Zugriffskontrollen verringern das Risiko einer Medikamentenverabreichung zu einem falschen Zeitpunkt und unterstützen bei der Abstimmung von nicht verwendeten Medikamenten
- Schnittstelle für optionale Arzneimittelverordnungen – Rx MD kann als Ausfüller von Medikamentenverordnungen für Patienten fungieren und überprüft, ob eine Verordnung verabreicht wurde
- Automatische E-Mail-Benachrichtigungen für verlegte und entlassene Patienten

Skalierbare & zentralisierte Software- Architektur und Integration

- Skalierbare Architektur - Fähigkeit zur Skalierung von einer Zwei-Betten-Klinik bis hin zu einem Gesundheitssystem mit mehreren Einrichtungen
- Es besteht die Möglichkeit, Zugangsrechte zum Gesundheitssystem einzurichten, z.B. nach Abteilungen
- Unternehmensberichte verfügbar
- HL7-kompatibel, ADT-Schnittstelle (demographische Patientendaten) und RDE-Schnittstelle (Apothekenbestellungen)
- Konfigurierbare Schnittstellen kommunizieren einfach mit dem HIS
- Projektmanagement, Installation und Schulung durch das geschulte Serviceteam von TouchPoint Medical

Lagern und sichern Sie Ihre
 Medikamente.

AccessRx Secure™



Sichern Sie Ihre Medikamente während
 Ihres gesamten Arbeitsablaufes

- Schubladen mit Einzelverriegelung
- Benutzerfreundliche Software
- Lagerkonfigurationen zur Sicherung einer Vielzahl von Medikamenten und gefährlichen Substanzen
- Schubladen aus grau getöntem Polycarbonat 4" & 6"
- Schubladen mit Aluminiumschloss
- Konfigurierbare Schubladen-Anzeigefelder ermöglichen die Anpassung der Benutzeroberfläche
- Fügen Sie AccessRx MD™ Software-Optionen zu den bestehenden AccessRx Secure™ wägen hinzu, um eine kundenspezifische Lösung zu erhalten



Konfigurieren Sie Ihr System so,
 dass es Ihren Medikamenten- und
 Versorgungsanforderungen entspricht.



Abmessungen

Breite
 Höhe
 Tiefe
 Volumen

	102 mm (4in) Spezifikationen der Schublade	152 mm (6in) Spezifikationen der Schublade	Kontrollierte Substanz Spezifikationen für Schubladen in voller Breite
Breite	91,4 mm (3.6in)	142,2 mm (5.6in)	271,8 mm (10.7in)
Höhe	238,8 mm (9.4in)	238,8 mm (9.4in)	228,6 mm (9in)
Tiefe	55,9 mm (2.2in)	55,9 mm (2.2in)	50,8 mm (2in)
Volumen	1213 cm ³ (74in ³)	1885 cm ³ (115in ³)	3195 cm ³ (195in ³)

Für weitere Optionen wenden Sie sich an Ihren TouchPoint Medical Ansprechpartner um Zubehör speziell für Ihre Point-of-Care-Anwendung zu besprechen. Besuchen Sie touchpointmed.com/contact, um mit Ihrem Ansprechpartner vor Ort in Kontakt zu treten.

20210823-BR-MedicationDeliveryCarts-DE